

# КИСНЕВИЙ КОНЦЕНТРАТОР

(мод. XY-6S-10)



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  
АЕРОДИНАМІЧНИЙ ІНГАЛЯТОР



ЗРУЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ  
КИСНЕВОГО ПОТОКУ



КОНЦЕНТРАЦІЯ ЧИСТОГО  
КИСНЮ БІЛЬШЕ 93%



ЧІТКИЙ ТРИКОЛІРНИЙ  
LED-ДИСПЛЕЙ



ФУНКЦІЯ НАЛАШТУВАННЯ  
ЧАСУ РОБОТИ



ЗРУЧНИЙ У КОРИСТУВАННІ  
В ДОМАШНІХ УМОВАХ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ  
ПРО НЕСПРАВНІСТЬ



ОДНОЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ДЛЯ 2-Х ЛЮДЕЙ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага: 23 кг

Діапазон кисневого потоку: від 0 до 10 л/хв

Живлення: 220В/50Гц

Потужність: 600 Ватт

Розміри: (Д)380 (Ш)330 (В)600 мм

Вихід кисню: 40-60 кПа

Величина тиску для запобіжного клапана компресора: 250 кПа + 50 кПа

Концентрація кисню при рекомендованій максимальній швидкості потоку: 90%

Температура кисню на виході:  $\leq 46^{\circ}\text{C}$

Виготовлено на замовлення 

