



ПУЛЬСОКСИМЕТР OKSi (мод. P-01)



♥/Min

частота пульсу



%SpO₂


насичення крові киснем




ПОРТАТИВНИЙ



LED ДИСПЛЕЙ



АВТОВИМКНЕННЯ



МОНОКНОПКА



YouTube

Пульсоксиметр - це портативний високотехнологічний пристрій для вимірювання рівня насичення киснем крові (SpO₂) та частоти пульсу (PR) через палець, неінвазивним методом вимірювання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відображення сатурації гемоглобіном: 35%-100%

Відображення частоти пульсу: 30-250 уд./хв.

Роздільна здатність: Сатурація гемоглобіном - 1%. Частота пульсу - 1 уд./хв.

Точність вимірювань PR: Сатурація гемоглобіном - 2% (70-100%), не визначено (≤70%).

Частота пульсу - 2 уд./хв.

Живлення: Батарейки типу "AAA", 1,5V, 2шт



(044) 499-84-97



kip@eximlab.ua



eximlab.ua

