



65

м. 01

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.02. 2017 р.

№ 602-123-20-17-2024

Об'єкт експертизи: **Посуд та обладнання лабораторні полімерні (згідно з додатками №1 та №2 до Висновку)**

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 22.2-36265663-002:2016 «Посуд та обладнання лабораторні полімерні»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.29.29

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для хімічних, біологічних, хіміко-біологічних та інших досліджень в клініко-діагностичних лабораторіях різних сфер діяльності, в тому числі медицині, ветеринарії, судово-медичній експертизі, аграрному секторі, хімічної та нафтопереробної промисловості

Країна-виробник: Україна, ТОВ «ЕксімКаргоТрейд», 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд.136, к. 34. Код за ЄДРПОУ: 36265663.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Виробництво розміщено: (Qingfeng Village) West Area of Dongnan Industrial Park, Yandong, Tinghu District, Yancheng City, Jiangsu Province, China

Заявник експертизи: ТОВ «ЕксімКаргоТрейд», Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд.136, к. 34. Код за ЄДРПОУ: 36265663

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівні міграції у воду не більше ДКМ, а саме: формальдегіду – 0,1 мг/л, вміст E.coli в продукції – не допускається відповідно до методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони при виробництві не більше ГДК, а саме: аерозолі поліетилену – 10 мг/м³, клас небезпеки 4, формальдегіду – 0,5 мг/м³, клас небезпеки 2 «А,Г», ацетальдегіду - 5 мг/м³, клас небезпеки 3, оксиду вуглецю – 20 мг/м³, клас небезпеки 4 «Г», оксиду етилену - 1 мг/м³, клас небезпеки 2 відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні необхідно дотримуватись рекомендацій виробника. Робочі приміщення бути оснащені загальнообмінною припливно-витяжною та місцевою вентиляцією. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється у відповідності з ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Посуд та обладнання лабораторні полімерні виготовлені у відповідності із технічними умовами ТУ У 22.2-36265663-002:2016 «Посуд та обладнання лабораторні полімерні» (згідно з додатками №1 та №2 до Висновку) за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: на термін дії технічних умов ТУ У 22.2-36265663-002:2016 «Посуд та обладнання лабораторні полімерні»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3449 від 17 січня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Серіюк В.І.